

## Verzendinstructie patiëntenmateriaal

# Pathologisch Laboratorium

## Afname/Verzendinstructie Portiocytopologie

- Noteer de volledige naam en geboortedatum van de patiënt op het potje.
- Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met de Cervex-Brush. Zet rustig druk en draai de borstel **vijf keer rond met de klok mee**.
- Spoel de Cervex-Brush meteen uit in het potje door hem **10 keer** op de bodem van het potje te drukken. Draai de borstel tenslotte krachtig rond, controleer met het oog om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achter gebleven. Gooi het borsteltje weg. Laat de kop van de Cervex-Brush **niet** achter in het potje.
- Draai de dop op het potje (zwart streepje dop boven zwart streepje potje).

### Belangrijk:

Noteer naam + geboortedatum van de patiënt op het potje

- Doe het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met het potje in het plastic gripzakje. (Indien ook HPV-onderzoek gewenst is, dit aangeven op het aanvraagformulier).
- Vervolgens geeft u het plastic gripzakje met inhoud mee met de koerier.

## Inhoud Cytokit (voor portiocytopologie)

Deze kit bevat de volgende materialen:

25 Cervex-Brushes

25 ThinPrep®potjes

25 gripzakjes



## Afname/Verzendinstructie Histologie

- Biopsie in potje formaline plaatsen.

### Belangrijk:

Noteer naam + geboortedatum van de patiënt op het potje

- Doe het potje met het volledig ingevulde aanvraagformulier in het plastic gripzakje.
- Urine en sputum, voor cytologisch onderzoek, kunt u ook op deze manier versturen, maar dan in de daarvoor gebruikelijke potjes.
- Vervolgens geeft u het plastic gripzakje met inhoud mee met de koerier.

## Inhoud Histokit (voor histologie)

Deze kit bevat de volgende materialen:

15 aanvraagformulieren  
15 potjes formaline  
15 naaetiketten  
15 gripzakjes

### **Koerierdienst**

De koerier komt op vaste dagen van de week bij u langs om de materialen op te halen.

Als u maar weinig materiaal instuurt en de koerier niet op een vaste dag bij u langs komt, kunt u het beste bellen met de koerier op het moment dat u materiaal heeft om op te laten halen.

Telefoonnummer: 085 0492 080

E-mail: [algemeen@2MC.nl](mailto:algemeen@2MC.nl)(<http://algemeen@2MC.nl>)

Internet: [www.2MC.nl](http://www.2MC.nl)(<http://www.2MC.nl>)

### **Nieuwe materialen**

Voor kits (cytologie, histologie) en aanvraagformulieren kunt u bij de koerier terecht. De koerier heeft altijd een aantal kant-en-klare kits bij zich die hij direct bij u kan achterlaten.

### **Pathologisch laboratorium**

Amphia Ziekenhuis

Molengracht 21

4818 CK Breda

**Telefoon** 076 595 3033

**Fax** 076 595 3838

**E-mail:** [palsecretariaat@amphia.nl](mailto:palsecretariaat@amphia.nl)(<http://palsecretariaat@amphia.nl>)